

KERN 303-04

KERN

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 200 g, Botão, Aço inox polido, numa caixa de madeira



Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 313-040-100

Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto | OIML E1 |
| Família de produto | 303 |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Peso de teste - valor nominal | 1 mg - 200 g |
| OIML-conforme | ✓ |
| Peso de teste OIML classe | E1 |

Desenho

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dimensões (L×P×A) | 152×152×66 mm |
| Forma de construção peso | Botão |
| Material | Aço inox polido |
| Número de pesos | 23 |
| Estojo do conjunto de pesos | numa caixa de madeira |

Serviços

| | |
|--|---------|
| Número do artigo para calibração DAkkS | 963-203 |
|--|---------|

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 152×152×66 mm |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 1,4 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,4 kg |
| Peso de envio | 1,27 kg |