

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 303-044

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 200 g, Botão, aço inox polido, num estojo plástico


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-052-400	Maleta em plástico 313-052-400 (para valores nominais bis 500 g para classes E1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-712	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-712
962-203R	Recalibração DAkkS 962-203R
963-203	Certificado de calibração DAkkS 963-203

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis