

KERN 303-046

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	303

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	190×130×80 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-203
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	313-040-600
--------------------------------	-------------