

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 303-06

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox polido, numa caixa de madeira

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-060-100	Caixa de peso de madeira 313-060-100 (para valores nominais 1 mg - 1 kg para classes E1+E2+F1 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-714	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-714
962-205R	Recalibração DAkKS 962-205R
963-205	Certificado de calibração DAkKS 963-205

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis