

# KERN 303-064

**KERN**

Kit di pesi, E1, 1 mg - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica



Peso di spedizione 4 kg

## Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo 313-082-400

## Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761291614

Numero merceologico 84239090

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	303

## Sistema di misura

Peso di calibrazione OIML classe	E1
Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 1 kg
OIML-conforme	✓

## Design

Dimensioni (L×P×A)	350×320×180 mm
Struttura peso	Pulsante
Materiale	acciaio inossidabile lucidato
Numero di pesi	25
Astuccio del set di pesi	in una custodia di plastica
Tipo di regolazione	Lucidatura

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	963-205
---	---------

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	350×320×180 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	3,8 kg