

Produktbroschüre

08.08.2026

# KERN 303-066

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui


DEUTSCH



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



MERKMALE

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

PIKTOGRAMME

Standard

Option

ZUBEHÖR

| Modell      | Beschreibung                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-060-600 | Aluminium-Gewichtsetui 313-060-600 (für Nennwerte 1 mg - 1 kg   für Klassen E1 - M1   für Bauform Knopf/Kompakt) |

DIENTLEISTUNGEN

| Modell   | Beschreibung                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 920-714  | Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-714 |
| 962-205R | DAkKS-Rekalibrierung 962-205R                             |
| 963-205  | DAkKS-Kalibrierschein 963-205                             |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage