

KERN 303-066

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	303

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×140×110 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-205
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,6 kg
Bruttogewicht ca.	4,8 kg
Versandgewicht	4,7 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	313-060-600
--------------------------------	-------------