

KERN 303-066

KERN

Jeu de poids, E1, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 313-060-600

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761223028

Numéro de marchandise 84239090

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 1 kg
Poids de contrôle OIML classe	E1
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	230×140×110 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Type d'ajustage	Polissage

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkks	963-205
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,6 kg
Poids brut env.	4,8 kg
Poids d'expédition	4,7 kg