

# KERN 303-066

# KERN

Kit di pesi, E1, 1 mg - 1 kg, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio



Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	303

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	230×140×110 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×140×110 mm
Peso netto	3,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,6 kg
Peso lordo ca.	4,8 kg
Peso di spedizione	4,7 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-205
---	---------