

# KERN 303-066

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 mg - 1 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-060-600

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 1 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	230×140×110 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-205
-------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×140×110 mm
Nettogewicht	3,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,6 kg
Brutogewicht ca.	4,8 kg
Verzendgewicht	4,7 kg