

Produktbroschüre

07.08.2026

# KERN 303-07

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

DEUTSCH



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



MERKMALE

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

PIKTOGRAMME

Standard

Option

ZUBEHÖR

| Modell      | Beschreibung                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-070-100 | Holz-Gewichtsetui 313-070-100 (für Nennwerte 1 mg - 2 kg   für Klassen E1+E2+F1   für Bauform Knopf/Kompakt) |

DIENTLEISTUNGEN

| Modell   | Beschreibung                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 920-715  | Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-715 |
| 962-206R | DAkKS-Rekalibrierung 962-206R                             |
| 963-206  | DAkKS-Kalibrierschein 963-206                             |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage