

Folleto del producto

07.08.2026

# KERN 303-07

Juego de pesas, E1, 1 mg - 2 kg, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de madera

ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-070-100 | Estuche para pesa de madera 313-070-100 (para valores nominales 1 mg - 2 kg   para clases E1+E2+F1   para forma constructiva Botón/compacto) |

SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 920-715  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-715 |
| 962-206R | Recalibración DAkkS 962-206R                               |
| 963-206  | Certificado de calibración DAkkS 963-206                   |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables