

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 303-076

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui


DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



MERKMALE

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

PIKTOGRAMME

Standard

Option

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
313-070-600	Aluminium-Gewichtsetui 313-070-600 (für Nennwerte 1 mg - 2 kg für Klassen E1 - M1 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-715	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-715
962-206R	DAkKS-Rekalibrierung 962-206R
963-206	DAkKS-Kalibrierschein 963-206

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage