

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 303-076

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 2 kg, Botão, aço inox polido, em caixa de alumínio


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-070-600	Caixa de peso em alumínio 313-070-600 (para valores nominais 1 mg - 2 kg para classes E1 - M1 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-715	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-715
962-206R	Recalibração DAkKS 962-206R
963-206	Certificado de calibração DAkKS 963-206

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis