

KERN 303-076

KERN

Juego de pesas, E1, 1 mg - 2 kg, Botón, Acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio



Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	313-070-600
------------------------------------	-------------

Pictogramas

STANDARD



1 DAY

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	303

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	E1

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	278×180×138 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	Acero inoxidable pulido
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-206
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	278×180×138 mm
Peso neto	5,15 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	5,55 kg