

# KERN 303-076

**KERN**

Jeu de poids, E1, 1 mg - 2 kg, Bouton, Inox poli, dans un boîtier en aluminium



## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 313-070-600

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E1

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	278×180×138 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	Inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-206
--	---------

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	278×180×138 mm
Poids net	5,15 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	6 kg
Poids brut env.	6 kg
Poids d'expédition	5,55 kg