

KERN 303-076

KERN

Gewichtenset, E1, 1 mg - 2 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-070-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-206
------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,15 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg