

# KERN 303-076

**KERN**

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 2 kg, Botão, Aço inox polido, em caixa de alumínio



## Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	303

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E1

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	278×180×138 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	Aço inox polido
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-206
--	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	278×180×138 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	5,55 kg

## Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo	313-070-600
------------------------------------	-------------