

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 303-08

Kit di pesi, E1, 1 mg - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-080-100	Astuccio per peso in legno 313-080-100 (per valori nominali 1 mg - 5 kg per classi E1+E2+F1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-716	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-716
962-207R	Ricalibrazione DAkkS 962-207R
963-207	Certificato di calibrazione DAkkS 963-207

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi