

KERN 303-084

KERN

Jeu de poids, E1, 1 mg - 5 kg, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 5 kg
Poids de contrôle OIML classe	E1
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Nombre de poids	28
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Type d'ajustage	Polissage

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-207
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	13 kg
Poids brut env.	13 kg
Poids d'expédition	12,69 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	313-082-400
----------------------------	-------------

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761291652
Numéro de marchandise	84239090
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

