

Productbrochure

08.08.2026

KERN 303-086

Gewichtenset, E1, 1 mg - 5 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-080-600	Aluminium gewichtsetui 313-080-600 (voor nominale waarden 1 mg - 5 kg voor klassen E1 - M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-716	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-716
962-207R	DAkKS-rekalibratie 962-207R
963-207	DAkKS Kalibratiecertificaat 963-207

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen