

# KERN 303-086

**KERN**

Jeu de poids, E1, 1 mg - 5 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	313-080-600
----------------------------	-------------

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761223004
Numéro de marchandise	84239090
Classification REACH	pas de substances interdites

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

## Système de mesure

Poids de contrôle OIML classe	E1
Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 5 kg
OIML-conforme	✓

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	460×260×200 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Type d'ajustage	Polissage

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkks	963-207
--	---------

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	460×260×200 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	13 kg
Poids brut env.	18 kg
Poids d'expédition	18 kg