

Productbrochure

07.08.2026

KERN 303-09

Gewichtenset, E1, 1 mg - 10 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-090-100	Houten gewichtsetui 313-090-100 (voor nominale waarden 1 mg - 10 kg voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-717	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-717
962-208R	DAkS-rekalibratie 962-208R
963-208	DAkS Kalibratiecertificaat 963-208

KERN Overzicht pictogrammen



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen