

# KERN 303-096

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 mg - 10 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-090-600

## Pictogrammen

## STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 10 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	610×260×235 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-208
------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	610×260×235 mm
Nettogewicht	23,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Brutogewicht ca.	28 kg
Verzendgewicht	28 kg