

# KERN 303-096

**KERN**

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 10 kg, Botão, Aço inox polido, em caixa de alumínio



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Marca                | KERN              |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto     | OIML E1           |
| Família de produto   | 303               |

### Sistema de medição

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Peso de teste - valor nominal | 1 mg - 10 kg |
| OIML-conforme                 | ✓            |
| Peso de teste OIML classe     | E1           |

### Desenho

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Dimensões (L×P×A)           | 610×260×235 mm       |
| Forma de construção peso    | Botão                |
| Material                    | Aço inox polido      |
| Estojo do conjunto de pesos | em caixa de alumínio |

### Serviços

|  |         |
|--|---------|
| Número do artigo para calibração DAkKS | 963-208 |
|--|---------|

### Embalagem e expedição

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento         | 1 d                   |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 610×260×235 mm        |
| Método de envio                | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox.            | 24 kg                 |
| Peso bruto aprox.              | 28 kg                 |
| Peso de envio                  | 28 kg                 |

### Casos opcionais

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Estojo - alumínio Número do artigo | 313-090-600 |
|------------------------------------|-------------|