

Brochure produit

08.08.2026

KERN 304-024

Jeu de poids, E1, 1 g - 50 g, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-052-400	Valise en plastique 313-052-400 (pour les valeurs nominales bis 500 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-710	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-710,
962-215R	Réétalonnage DAkkS 962-215R
963-215	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-215

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables