

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 304-026

Conjunto de pesos, E1, 1 g - 50 g, Botão, aço inox polido, em caixa de alumínio


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
314-020-600	Caixa de peso em alumínio 314-020-600 (para valores nominais 1 g - 50 g para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-710	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-710
921-215	Desvio Plus garantido (> +1/3 OIML) KERN 921-215
962-215R	Recalibração DAKKS 962-215R
963-215	Certificado de calibração DAKKS 963-215

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis