

# KERN 304-026

**KERN**

Jeu de poids, E1, 1 g - 50 g, Bouton, Inox poli, dans un boîtier en aluminium



## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 314-020-600

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	304

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 50 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E1

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	165×120×75 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	Inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-215
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-215

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	165×120×75 mm
Poids net	0,55 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,55 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,8 kg