

KERN 304-026

KERN

Gewichtenset, E1, 1 g - 50 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-020-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 50 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	165×120×75 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-215
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-215

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×120×75 mm
Nettogewicht	0,55 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg