

# KERN 304-026

**KERN**

Conjunto de pesos, E1, 1 g - 50 g, Botão, Aço inox polido, em caixa de alumínio



## Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-020-600

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	304

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 50 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E1

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×120×75 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	Aço inox polido
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-215
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-215

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×120×75 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,55 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envio	0,8 kg