

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 304-03

Kit di pesi, E1, 1 g - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-030-100	Astuccio per peso in legno 313-030-100 (per valori nominali 1 mg - 100 g per classi E1+E2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-711	Marchatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-711
921-216	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-216
962-216R	Ricalibrazione DAkkS 962-216R
963-216	Certificato di calibrazione DAkkS 963-216

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi