

Productbrochure

07.08.2026

KERN 304-03

Gewichtenset, E1, 1 g - 100 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-030-100	Houten gewichtsetui 313-030-100 (voor nominale waarden 1 mg - 100 g voor klassen E1+E2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-711	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-711
921-216	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-216
962-216R	DAkKS-rekalibratie 962-216R
963-216	DAkKS Kalibratiecertificaat 963-216

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen