

KERN 304-03

KERN

Jeu de poids, E1, 1 g - 100 g, Bouton, Inox poli, dans une caisse en bois



Étuis optionnels

Étui - bois Numéro d'article 313-030-100

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	304

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	152×152×66 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	Inox poli
Nombre de poids	9
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-216
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-216

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	152×152×66 mm
Poids net	0,9 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,90 kg
Poids brut env.	0,90 kg
Poids d'expédition	0,9 kg