

Brochure produit

08.08.2026

# KERN 304-034

Jeu de poids, E1, 1 g - 100 g, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique


FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-052-400 | Valise en plastique 313-052-400 (pour les valeurs nominales bis 500 g   pour les classes E1 - M3   pour la forme de poids Bouton/compact) |

SERVICES

| Modèle   | Description                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 920-711  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-711, |
| 962-216R | Réétalonnage DAkkS 962-216R                                   |
| 963-216  | Certificat d'étalonnage DAkkS 963-216                         |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables