

Brochure produit

08.08.2026

KERN 304-036

Jeu de poids, E1, 1 g - 100 g, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
314-030-600	Étui de poid en aluminium 314-030-600 (pour les valeurs nominales 1 g - 100 g pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-711	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-711,
921-216	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-216
962-216R	Réétalonnage DAKKS 962-216R
963-216	Certificat d'étalonnage DAKKS 963-216

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables