

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 304-036

Kit di pesi, E1, 1 g - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-030-600	Astuccio per peso in alluminio 314-030-600 (per valori nominali 1 g - 100 g per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-711	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-711
921-216	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-216
962-216R	Ricalibrazione DAKKS 962-216R
963-216	Certificato di calibrazione DAKKS 963-216

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi