

KERN 304-036

KERN

Juego de pesas, E1, 1 g - 100 g, Botón, Acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio



Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo 314-030-600

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	304

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	E1

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	165×125×75 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	Acero inoxidable pulido
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-216
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-216

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×125×75 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envío	0,9 kg