

# KERN 304-036

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 g - 100 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-030-600

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	165×125×75 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-216
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-216

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht	0,65 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg