

# KERN 304-04

**KERN**

Gewichtssatz, E1, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



## Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 313-040-100

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	11
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-217
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-217

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,27 kg