

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 304-044

Kit di pesi, E1, 1 g - 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-052-400	Valigetta di plastica 313-052-400 (per valori nominali bis 500 g per classi E1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-712	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-712
962-217R	Ricalibrazione DAkKS 962-217R
963-217	Certificato di calibrazione DAkKS 963-217

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi