

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 304-046

Kit di pesi, E1, 1 g - 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-040-600	Astuccio per peso in alluminio 314-040-600 (per valori nominali 1 g - 200 g per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-712	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-712
921-217	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-217
962-217R	Ricalibrazione DAKKS 962-217R
963-217	Certificato di calibrazione DAKKS 963-217

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi