

KERN 304-046

KERN

Jeu de poids, E1, 1 g - 200 g, Bouton, Inox poli, dans un boîtier en aluminium



Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 314-040-600

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	304

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 200 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	190×130×80 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	Inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-217
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-217

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	190×130×80 mm
Poids net	0,9 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,90 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,1 kg