

KERN 304-046

KERN

Gewichtenset, E1, 1 g - 200 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-040-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML E1 |
| Productfamilie | 304 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 200 g |
| OIML-conform | ✓ |
| Testgewicht OIML klasse | E1 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 190×130×80 mm |
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Materiaal | Roestvrij staal gepolijst |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-217 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-217 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 190×130×80 mm |
| Nettogewicht | 0,9 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,90 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,2 kg |
| Verzendgewicht | 1,1 kg |