

Brochure del prodotto

07.08.2026

# KERN 304-05

Kit di pesi, E1, 1 g - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno


ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione





ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-050-100 | Astuccio per peso in legno 313-050-100 (per valori nominali 1 mg - 500 g   per classi E1+E2+F1   per formato Bottone/compact) |

SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 920-713  | Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-713 |
| 921-218  | Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-218 |
| 962-218R | Ricalibrazione DAKKS 962-218R                             |
| 963-218  | Certificato di calibrazione DAKKS 963-218                 |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi