

KERN 304-05

KERN

Conjunto de pesos, E1, 1 g - 500 g, Botão, aço inox polido, numa caixa de madeira



Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 313-050-100

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761002579

Número de mercadoria 84239090

Classificação REACH sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	304

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 500 g
Peso de teste OIML classe	E1
OIML-conforme	✓

Desenho

Dimensões (L×P×A)	230×180×110 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox polido
Número de pesos	12
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Tipo de ajuste	Polimento

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-218
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-218

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×180×110 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	3,2 kg
Peso de envio	3,19 kg