

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 304-056

Conjunto de pesos, E1, 1 g - 500 g, Botão, aço inox polido, em caixa de alumínio

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
314-050-600	Caixa de peso em alumínio 314-050-600 (para valores nominais 1 g - 500 g para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-713	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-713
921-218	Desvio Plus garantido (> +1/3 OIML) KERN 921-218
962-218R	Recalibração DAkKS 962-218R
963-218	Certificado de calibração DAkKS 963-218

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis