

# KERN 304-056

**KERN**

Jeu de poids, E1, 1 g - 500 g, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 314-050-600

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761223110

Numéro de marchandise 84239090

Classification REACH pas de substances interdites

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	304

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 500 g
Poids de contrôle OIML classe	E1
OIML-conforme	✓

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Type d'ajustage	Polissage

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-218
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-218

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg