

# KERN 304-056

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 g - 500 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	304

## Meetsysteem

OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 500 g

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	210×140×98 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	210×140×98 mm
Nettogewicht	1,6 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-218
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-218