

Produktbroschüre

07.08.2026

KERN 304-06

Gewichtssatz, E1, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PIKTOGRAMME

Standard

Option

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
313-060-100	Holz-Gewichtsetui 313-060-100 (für Nennwerte 1 mg - 1 kg für Klassen E1+E2+F1 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENTSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-714	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-714
921-219	Garantierte Plus-Abweichung (> +1/3 OIML) KERN 921-219
962-219R	DAkkS-Rekalibrierung 962-219R
963-219	DAkkS-Kalibrierschein 963-219

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage