

Brochure produit

07.08.2026

# KERN 304-06

Jeu de poids, E1, 1 g - 1 kg, Bouton, inox poli, dans une caisse en bois

FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-060-100 | Étui de poids en bois 313-060-100 (pour les valeurs nominales 1 mg - 1 kg   pour les classes E1+E2+F1   pour la forme de poids Bouton/compact) |

SERVICES

| Modèle   | Description                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 920-714  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-714,     |
| 921-219  | Écart positif garanti (> +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-219 |
| 962-219R | Réétalonnage DAKKS 962-219R                                       |
| 963-219  | Certificat d'étalonnage DAKKS 963-219                             |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables